

Ocutears®

Naatriumhüaluroonaati (0,15%)
sisaldavad silmatilgad

EESTI

KIRJELDUS

Ocutears moodustab sarvkestale steriilise, säilitusaineteta, elastoviskoosse, läbipaistva kaitsekile. **Ocutears** sisaldab hüaluroonhappe naatriumisoola naatriumhüaluroonaati, mis tänu oma füüsikalistele omadustele moodustab silma epiteelikihile ühtlase, püsiva ja kauakestva kaitsekilhi nägemist halvendamata.

Tänu sellele pakub **Ocutears** kauakestvat leevendust vaevustele, mida põhjustavad:

- mehaaniline stress, nt kõvade või pehmete kontaktläätsede kandmine või silmade diagnostilised protseduurid;
- keskkonnategurid, nt konditsioneeritud õhk, tuul, külm või kuiv õhk või sigarettisuitsuga saastunud õhk;
- visuaalne stress, mida põhjustab intensiivne töö silmadega, nt töötamine arvutiga, mikroskoobiga või kauakestev autojuhtimine.

Säilitusaineteta **Ocutears** on hästi talutav ka pikaajalisel kasutamisel. **Ocutears** sobib kontaktläätsede kandjatele. Kontaktläätsesid ei pea tilgutamise ajal eemaldama.

KASUTAMINE

Võtke üks üheannuseline pipett. Veenduge, et iga pipett on kahjustamata. Keerake üheannuselise pipeti avamiseks lamedat otsa (ärge tõmmake). Kallutage oma pead veidi tahapoole, vaadake üles ja tõmmake alalaugu ettevaatlikult silmast eemale.

Tilgutage üks tilk silma konjunktiivikotti 3–5 korda päevas. Sulgege aeglaselt silmad, et vedelik silmapinnal ühtlaseks jaotuks. Kui ebamugavustunne süveneb ega leevene, pidage nõu oma silmaarstiga.



KOOSTIS

1 ml sisaldab: naatriumhüaluroonaat (0,15%), naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaat, dinaatriumvesinikfosfaat, süstevesi.

PAKENDI SUURUS

Müügipakend: üheannuselised pipetid, 20 x 0,35 ml

ETTEVAATUSABINÕUD JA HÕIATUSED

• Ärge kasutage seda toodet, mille

üheannuseline pipett on kahjustatud.

- Ärge puudutage üheannuselise pipetiga silma.
- Ärge kasutage toodet, kui olete mis tahes koostisosa suhtes allergiline.
- Ainult ühekordseks kasutamiseks, sest **Ocutears** ei sisalda säilitusaineid. Pärast pipeti avamist kasutamata jäänud lahust tuleb kohe ära visata.
- Kui kasutate ka teisi silmatilku/silmasalve, oodake 15 minutit. **Ocutearsi** tuleb alati viimasena kasutada.
- Ärge tilgutage toodet põletikulistesse ega kahjustatud silmadesse.
- Pärast tilgutamist võib lühikest aega esineda nägemise hägusust. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid enne, kui tavapärane nägemine on taastunud.
- Ärge kasutage kõlblikkusaja ületanud silmatilku; kõlblikkusaeg on märgitud igale üheannuselisele pipetile ja ümbriskarbile.
- **Ocutears** sisaldab fosfaatpuhvrit. Pikaajalisel kasutamisel ja sarvkesta funktsionaalsete häirete korral võib **Ocutearsi** kasutamine põhjustada kaltsiumisoolade ladestumist sarvkesta.

SÄILITAMINE

Hoidke temperatuuril 2 °C kuni 25 °C. Ärge hoidke sügavkülmas. Hoidke silmatilku valguse eest kaitstult. Säilitage üheannuselisi pipette ümbriskarbis.

Partiinumber ja kõlblikkusaeg on märgitud igale üheannuselisele pipetile.

STERILE A Aseptiline tootmisprotsess.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kirjeldust ja kasutamist vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

Säilitustemperatuur.

Ärge kasutage toodet, kui üheannuseline pipett on kahjustatud.

Tootja:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3, 92551 Stulln
Saksamaa

Turustaja [Eestis/Islandii]:
Santen Oy
Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere
Soome

0483

Teabelehe ülevaatus: märts 2017